

**HARTMANN**



# Systeme CleanSafe

L'hygiène des mains en toute  
sécurité





## Des conditions optimales pour une hygiène correcte des mains

Un manque de fonctionnalité, des distributeurs souillés, un manque de visibilité, ainsi qu'une sensibilisation insuffisante expliquent pourquoi les mesures nécessaires d'hygiène des mains ne sont souvent pas correctement mises en œuvre.

L'application de mesures appropriées d'hygiène des mains nécessite un système holistique et surtout facile d'utilisation. C'est ce que permettent nos distributeurs conviviaux et hygiéniques destinés à un prélèvement aisé, ainsi que nos préparations très appréciées des utilisateurs qui laissent une agréable sensation sur la peau et présentent une efficacité prouvée.

# Le système **CleanSafe**

**Hyg nique – Simple – Efficace.** Des pr parations pour l'hygi ne des mains respectueuses de la peau propos es dans un bidon invers  souple avec pompe de dosage pr mont e, associ es   une technologie de distributeur moderne, garantissent un standard d'hygi ne optimal.

La d sinfection des mains peut au choix se faire au moyen du liquide **Sterillium pure** ou de **Sterillium Gel pure** sous forme de gel moderne. HARTMANN propose ainsi la solution compl te pour une hygi ne des mains efficace.

**Distributeur invers **



**D sinfection des mains**

# Systeme CleanSafe

Le minimum d'efforts –  
le maximum d'hygiène

## 1 Hygiénique

Système de distributeur clos  
avec système de dosage  
innovant

## 2 Simple

Prélèvement de produit et  
traitement aisés

## 3 Efficace

Un vidage optimal et un  
dosage efficace



# Distributeur inversé



## **Distributeur inversé:**

- Disponible en version sans contact ou manuelle
- Prélèvement sans écoulement
- Réglage flexible de la quantité de dosage à 3 niveaux
- Verrou intégré pour une protection garantie du produit
- Changement rapide de bidon

# Distributeur CleanSafe

pour Sterillium pure et Sterillium Gel pure en bidon CleanSafe

## Propriétés


- Système de distributeur inversé fiable et convivial en plastique stable
- Convient aux bidons de 1000 ml CleanSafe avec pompe prémontée à usage unique
- Dosage optimal et sûr
- Aucune formation de goutte grâce à la technologie «Clean Tip»
- Vidage optimal grâce aux bidons souples
- Changement de bidon aisé
- Aucun traitement chronophage et complexe
- Verrou intégré avec clé
- Matériel de fixation, guide de montage / mode d'emploi fournis
- Disponible aussi bien en version manuelle que sans contact

## Propriétés complémentaires pour la version Touchless


- Prélèvement de produit sans contact
- Capteur infrarouge fiable
- Affichage de l'état de charge des piles
- Durée de vie des piles: entre 60'000 et 90'000 applications ou 2 ans
- Piles fournies pour une mise en service immédiate



## CleanSafe touchless



## CleanSafe basic



\* Les trous au dos des distributeurs CleanSafe ne sont pas identiques à ceux des BODE Eurodistributeurs existants.

# Désinfection des mains



Les produits **Sterillium pure** liquide et **Sterillium Gel pure** moderne proposés par HARTMANN sont deux désinfectants pour les mains fournis dans un flacon souple de 1000 ml pour le système inversé CleanSafe.

Les deux produits conviennent à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains et se caractérisent par leur très bonne tolérabilité cutanée ainsi que leur efficacité complète.



Avec pompe de dosage prémontée

## Sterillium pure

- Efficacité rapide et complète
- Efficace contre les norovirus et à activité virucide PLUS limitée
- Sans colorant ni parfum
- Particulièrement respectueux de la peau et hydratant
- Améliore l'hydratation cutanée en cas d'utilisation régulière <sup>[1]</sup>
- Convient au secteur alimentaire



Avec pompe de dosage prémontée

## Sterillium Gel pure

- Gel de désinfection des mains hautement efficace
- Virucide
- Particulièrement respectueux de la peau et hydratant
- Agréable sensation sur la peau sans résidus collants
- Sans colorant ni parfum





	Contenu de l'emballage	REF	Emb. unités alim.
<b>Distributeur</b>			
CleanSafe touchless*	1 unité	981444	1
CleanSafe basic	1 unité	981445	1
Bac égouttoir pour CleanSafe basic/touchless	1 unité	981609	1
<b>Désinfection des mains</b>			
<b>Sterillium pure</b>			
CleanSafe flacon avec pompe de dosage prémontée	1000 ml	981783	1
<b>Sterillium Gel pure</b>			
CleanSafe flacon avec pompe de dosage prémontée	1000 ml	981723	1
<b>Hygiene-Tower</b>			
pour distributeur CleanSafe	1 unité	981076	1
Support à prospectus pour Hygiene-Tower	1 unité	981080	1
Set roulettes pour Hygiene-Tower	4 unités	981393	1

\* Piles fournies pour une mise en service immédiate.

**Utiliser les biocides avec prudence.**

**Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.**





Helps. Cares. Protects.

IVF HARTMANN AG  
Victor-von-Bruns-Str. 28  
CH-8212 Neuhausen  
Tel. +41 (0)52 674 31 11

[info@ivf.hartmann.info](mailto:info@ivf.hartmann.info)  
[www.ivf.hartmann.info](http://www.ivf.hartmann.info)